

Station de travail

eXacto

Xpresso (homologué CE médical)

L'interprète universel de vos données médicales

- collecte les données des équipements présents en bloc et en salle de réveil • connecte en série jusqu'à 8 appareils simultanément (moniteurs, respirateurs, pousse-seringues,...) quel que soit le modèle ou la marque
- garantit une totale liberté pour vos prochaines acquisitions.

Des câbles intelligents :


rapidité et simplicité

- assurent les connexions à tous vos équipements
- reconnaissent automatiquement les appareils connectés, sans configuration • permettent de changer d'équipement en cours d'intervention, sans interrompre vos activités.

L'interface :

le tactile au service de l'ergonomie

- utilise un écran tactile répondant aux normes médicales
- évite les manipulations sur clavier ou souris en salle d'opération • permet via deux touches d'écran seulement, de nombreuses informations telles que les actes posés (injection de drogue, par exemple) ou encore les événements survenus (induction, arythmie,...).




B
L
O
C


O
P
É
R
A
T
O
I
R
E

Salle de réveil : un suivi optimal

- garantie d'un suivi total du patient
- gestion de plusieurs lits simultanément et possibilité pour l'utilisateur de suivre plusieurs patients.



lit 1,
lit 2,
lit 3...



salle 1



salle 2



salle 3



salle ...

Salle d'opération : bien plus qu'un éditeur de rapports

- connaissance de vos habitudes de travail.
- visualisation des interventions des autres salles.
- connexion au SIH.

Suivi
post-opératoire

serveur

eXacto



**Système
d'Information
de l'Hôpital**

(achats, administration,
pharmacie...)

Poste de gestion

eXacto

Les configurations : outils simples et puissants

Ce poste héberge les différents outils de configuration d'eXacto. Trois champs essentiels : les bibliothèques (personnel, produits, événements, matériel, ...), les impressions (paramètres, emplacement, échelles, ...) ainsi que les protocoles.



L'agenda : rechercher d'anciens rapports

L'agenda est l'outil indiqué pour rechercher et réimprimer d'anciens rapports d'anesthésie ainsi que pour transférer des fichiers vers d'autres postes.

Les statistiques : facilement accessibles et exploitables

Toutes les informations concernant les patients, les opérations réalisées, les produits utilisés ou encore l'occupation des salles sont présentés sous forme de rapports. Ceux-ci constituent des éléments précieux pour la compréhension et l'analyse du fonctionnement d'un bloc opératoire tant du point de vue médical que managérial.

Consultation